

## Baird-Parker 平板基础产品说明

### 【基本信息】

基本信息	
产品名称	Baird-Parker 平板基础
产品货号	K0152
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于化妆品微生物检测中金黄色葡萄球菌的分离培养。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3 年

### 【使用方法】

称取本品 63.0g，置 0.95L 蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解，分装三角烧瓶 121℃ 高压灭菌 15min，放置冷却至 50℃ 左右于每 95ml 无菌操作加入 5ml 亚碲酸钾卵黄增菌液摇匀，倾注平皿备用。

### 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	回收率 (%)	菌落特征
	金黄色葡萄球菌 ATCC25923	20-200	PR≥0.7	黑色菌落，圆形菌落有浑浊带及透明圈
	表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069	/	-	黑色菌落，无浑浊带无透明圈
	大肠埃希菌 ATCC25922	/	G≤1	-
备注：1、37℃ 培养 24~48 h 2、待培养基冷至 50~55℃ 时，每 95ml 加入 5mL 亚碲酸盐卵黄增菌液后倾注平皿				

### 【注意事项】

- 1、产品贮存于常温、密封、干燥、避光处，未开封产品保质期 36 个月。开封后未使用完的平皿根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 2、使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
- 3、在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
- 4、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载，或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

## 更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: [info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网: [www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号